

Силиконовые катетеры

Созданы для ваших пациентов



Преимущества силиконовых катетеров



Преимущества силиконовых катетеров Folysil перед латексными катетерами

- > Рентгенконтрастная полоса
- > Большой внутренний просвет при одинаковом размере
- > Эффективный дренаж мочи
- > Низкая инкрустация
- > Отсутствие аллергических реакций
- > Длительное время установки
- > Способствуют заживлению слизистой уретры

Folysil:

Дренаж мочи:

используются в случае задержки или недержания мочи. Катетеры изготовлены из силикона, что позволяет избежать любого риска аллергии на латекс и обеспечивает абсолютную биосовместимость.

Катетеры разработаны для постоянной катетеризации и гарантируют эффективный отток мочи. На выбор большой ассортимент катетеров с различными типами наконечников.

X-Flow:

Постоперационные простатические катетеры:

Используются после операции на предстательной железе или мочевом пузыре.

Катетеры изготовлены из силикона с/без гидрофильного покрытия, имеют большие дренажные и ирригационные отверстия и обеспечивают непрерывное, эффективное дренирование мочи в послеоперационном периоде.

Силиконовые баллонные катетеры

1

Широкий ассортимент стандартных катетеров Фолея и баллонных простатических катетеров

Folysil
Стандартные уретральные баллонные катетеры Фолея



X-Flow
Простатические постоперационные баллонные катетеры



2

Дизайн и преимущества на примере простатических катетеров

Широкие ирригационные и дренажные просветы
для предотвращения закупорки



Усиленные коннекторы
Надежное соединение с мешком-мочепримником без перегибания проксимальной части катетера



Большие дренажные отверстия



X-Flow

Простатические катетеры



X-Flow

Простатические катетеры

Гидрофильное покрытие
(имеется не на всех
катетерах X-Flow)



Широкие ирригационные
и дренажные отверстия



Усиленные коннекторы



4 • СИЛИКОНОВЫЕ КАТЕТЕРЫ


4.1 Простатические катетеры

Катетеры с коротким кончиком для размещения над шейкой мочевого пузыря

Короткий кончик 27 мм



Стандартный кончик 42-45 мм



Рентгенконтрастная полоса



Закругленный кончик для удобства работы

Дренажные отверстия



Ирригационные отверстия

X-Flow

Катетеры с гидрофильным покрытием



4 • СИЛИКОНОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

4.1 Простатические катетеры


Силиконовые катетеры X-Flow с гидрофильным покрытием		Ch/Fr			
Тип	Объем баллона	18	20	22	24
Дюфо	50 мл	XB6318	XB6320	XB6322	XB6324
	80 мл	XB6L18	XB6L20	XB6L22	XB6L24
Делинот	50 мл	XB6218	XB6220	XB6222	XB6224
	80 мл	XB6N18	XB6N20	XB6N22	XB6N24
Кувелер	50 мл	XB6118	XB6120	XB6122	XB6124
	80 мл	XB6M18	XB6M20	XB6M22	XB6M24

Тип Дюфо




Большое отверстие наконечника способствует эффективному дренированию мочевого пузыря, в том числе удалению сгустков крови и слизи в послеоперационном периоде.

- Изогнутый наконечник позволяет легко вводить катетер без использования стилета.
- Длина: 42 см
- **5 штук в коробке** • Стерильные.



Силикон с гидрофильным покрытием

Силикон (катетеры с коротким кончиком)



Короткий кончик для расположения катетера над шейкой мочевого пузыря

Катетеры Дюфо (3х-ходовые)		Ch/Fr			
Тип	Объем баллона	18	20	22	24
Силикон с коротким кончиком	30 мл	AB6S18	AB6S20	AB6S22	AB6S24
Силикон (стандартный кончик)	30 мл	AB6A18	AB6A20	AB6A22	AB6A24
Силикон с коротким кончиком	50 мл	AB6R18	AB6R20	AB6R22	AB6R24
Силикон с гидрофильным покрытием (стандартный кончик)	50 мл	XB6318	XB6320	XB6322	XB6324
Силикон (стандартный кончик)	50 мл	AB6318	AB6320	AB6322	AB6324
Силикон с гидрофильным покрытием (стандартный кончик)	80 мл	XB6L18	XB6L20	XB6L22	XB6L24
Катетеры Дюфо (2х-ходовые)					
Силикон (стандартный кончик)	50 мл	AB6418	AB6420	AB6422	AB6424

4 • СИЛИКОНОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

4.1 Простатические катетеры

Тип Делинот



Изогнутый наконечник позволяет легко вводить катетер без использования стилета.

- Длина: 42 см
- **5 штук в коробке** • Стерильные.




	Объем баллона	Материал	Ch/Fr				
			16	18	20	22	24
3х-ходовые	50 мл	Силикон		AB6218	AB6220	AB6222	AB6224
		Силикон с гидрофильным покрытием		XB6218	XB6220	XB6222	XB6224
	80 мл	Силикон с гидрофильным покрытием		XB6N18	XB6N20	XB6N22	XB6N24

Тип Кувелер

Большое отверстие наконечника способствует эффективному дренированию мочевого пузыря.

- Длина: 42 см
- **5 штук в коробке** • Стерильные.



Силикон
с гидрофильным покрытием

Катетеры Кувелер (3х-ходовые)		Ch/Fr			
Тип	Объем баллона	18	20	22	24
Силикон (стандартный кончик)	30 мл	AB6B18	AB6B20	AB6B22	AB6B24
Силикон с гидрофильным покрытием (стандартный кончик)	50 мл	XB6118	XB6120	XB6122	XB6124
Силикон (стандартный кончик)	50 мл	AB6118	AB6120	AB6122	AB6124
Силикон с гидрофильным покрытием (стандартный кончик)	80 мл	XB6M18	XB6M20	XB6M22	XB6M24
Катетеры Кувелер (2х-ходовые)					
Силикон (стандартный кончик)	50 мл	AB6518	AB6520	AB6522	AB6524

Тип прямой

- Длина: 42 см
- **5 штук в коробке** • Стерильные.



Силикон



Силикон
с коротким кончиком



Силикон
с коротким кончиком для
использования с проводником

Катетеры прямые (3х-ходовые)		Ch/Fr			
Тип	Объем баллона	18	20	22	24
Силикон с коротким кончиком	30 мл	AB6J18	AB6J20	AB6J22	AB6J24
Силикон (стандартный кончик)	30 мл	AB6C18	AB6C20	AB6C22	AB6C24
Силикон с коротким кончиком	50 мл	AB6H18	AB6H20	AB6H22	AB6H24
Силикон (стандартный кончик)	50 мл	AB6018	AB6020	AB6022	AB6024
Силикон с коротким кончиком для использования с проводником	50 мл	AB6G18	AB6G20	AB6G22	AB6G24

Стандартные катетеры Фолея






Folysil


Катетеры Фолея. Ассортимент

Силиконовые катетеры короткого использования (до 30 дней) и длительного использования (до 90 дней)

Шприц, заполненный стерильным раствором в комплекте (для катетеров Folysil X-Tra)





Рифленая поверхность:
рифленные катетеры обеспечивают эффективное дренирование уретрального секрета за счет уменьшения контакта поверхности катетера со слизистой уретры.



Гладкая поверхность

Рентгенконтрастная полоса



4 • СИЛИКОНОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

4.2 Катетеры Фолей



Тиманн



Тиманн+




Через проводник



Folysil X-Tra



Нео-мочевой пузырь
(3х-ходовый)



Детские, женские, мужские

Усиленные коннекторы



Катетеры Фолея из 100% силикона


Предназначены для установки
на срок до 30 дней

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Прямой



Через проводник
(проводник не входит в комплект поставки)



Взрослые

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Тип	Объем баллона	Длина	Отверстия	Ch/Fr						
				12	14	16	18	20	22	24
Мужской прямой	15 мл	41 см	2	AA6112*	AA6114*	AA6116	AA6118	AA6120	AA6122	AA6124
	30 мл					AA6C18	AA6C20	AA6C22	AA6C24	
Женский прямой	15 мл	25 см	2	AA6512*	AA6514*	AA6516	AA6518	AA6520	AA6522	AA6524
Через проводник		40 см	2 + наконечник	AA6412*	AA6414*	AA6416	AA6418	AA6420	AA6422	AA6424

*Объем баллона 10 мл

Детские

- 5 штук в коробке • Стерильные.

	Ch/Fr		
	06	08	10
Длина	30 см	30 см	34 см
Объем баллона	1,5 мл	3 мл	3 мл
Прямой	AA6106	AA6108	AA6110
Через проводник	AA6406*	AA6408*	AA6410*

*Проводник не входит в комплект поставки



Folysil LT & X-tra

Для длительной установки на срок до 90 дней

Длительность срока использования обеспечивается соблюдением правил установки катетера в стерильных условиях.

Folysil X-Tra (поставляется со шприцем, заполненным стерильным раствором)



Folysil LT



Folysil LT

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Тип	Объем баллона	Длина	Отверстия	Ch/Fr					
				12	14	16	18	20	22
Мужской прямой	10 мл	41 см	2	AA7112	AA7114	AA7116	AA7118	AA7120	AA7122
Женский прямой		27 см	2	AA7512	AA7514	AA7516	AA7518		
Через проводник		40 см	2 + наконечник	AA7412	AA7414	AA7416	AA7418	AA7420	

Folysil X-Tra (поставляется со шприцем, заполненным стерильным раствором)

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Тип	Объем баллона	Длина	Отверстия	Ch/Fr					
				12	14	16	18	20	22
Мужской прямой	10 мл	41 см	2	AA8112	AA8114	AA8116	AA8118	AA8120	AA8122
Женский прямой		27 см	2	AA8512	AA8514	AA8516	AA8518		

Детские катетеры длительного использования (до 90 дней)


- 5 штук в коробке • Стерильные.

	Ch/Fr		
	06	08	10
Длина	30 см	30 см	34 см
Объем баллона	1,5 мл	3 мл	3 мл
Прямой	AA7106	AA7108	AA7110

Поставляется в комплекте с проводником

Тиманн и Тиманн+

Катетеры Тиманна (мужские)
для затрудненной катетеризации



Более жесткий силикон по сравнению
с катетерами Тиманна

Взрослые

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Тип	Объем баллона	Длина	Отверстия	Ch/Fr						
				12	14	16	18	20	22	24
Тиманн	15 мл	40 см	1	AA6312*	AA6314*	AA6316	AA6318	AA6320	AA6322	AA6324
Тиманн+		40 см	1	AA9312*	AA9314*	AA9316	AA9318	AA9320	AA9322	

*10ml balloon

Детские


- 5 штук в коробке • Стерильные.

	Ch/Fr	
	08	10
Длина	30 см	34 см
Объем баллона	3 мл	3 мл
Прямой	AA6308*	AA6310*

*Поставляется в комплекте с проводником

Рифленые катетеры

Для дренирования уретрального секрета



Взрослые

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Тип	Объем баллона	Длина	Отверстия	Ch/Fr						
				12	14	16	18	20	22	24
Прямой рифленый	15 мл	40 см	2	AA6612*	AA6614*	AA6616	AA6618	AA6620	AA6622	AA6624

Нео-мочевой пузырь

3х-ходовый

- 5 штук в коробке • Стерильные.

Тип	Объем баллона	Длина	Отверстия	Ch/Fr		
				18	20	22
Нео-мочевой пузырь	30 мл	42 см	6 + наконечник		AA6820	AA6822
			4 + 2+ наконечник	AA6918	AA6920	AA69122

